

Duben 2018

Tajemství mladistvé kůže spočívá v aktivitě kožních genů. Jejich činnost se může řídit životním stylem a tím, co absorbujeme. A to jak prostřednictvím stravy, tak prostřednictvím aktivních přísad, které se vstupují do pokožky. Nedávné vědecké studie ukazují, že naše geny neurčují vše. Dochází k modifikaci genetického materiálu (*epigenetické modifikace*).



S rostoucím věkem je tak negativně ovlivněno více a více genů. To způsobuje potíže v buněčném metabolismu, kožní funkce jsou narušeny a kůže očividně stárne. Startéry těchto modifikací mohou být např. negativní vlivy vnějšího prostředí nebo stres. U firmy JANSSEN COSMETICS, přicházíme s novinkou, která omezí působení negativních vlivů.

2931 EPIGENETIC SERUM - sérum, pro udržení vitality

Charakteristika:

- lehká sérová emulze
- udržuje buňky mladší, zvlhčuje
- pomáhá omlazovat pleť, redukuje vrásky
- pro všechny typy pleti

Použití: Ráno a večer naneste na připravenou pleť.





Měď, se přirozeně vyskytuje v našich tkáních. Její nedostatek je již dlouhou dobu spojován s mnoha degenerativními nemocemi. Jedna z hlavních rolí mědi je ta, že potlačuje zánětlivé cytokiny. Existuje vědecký názor, že zvýšený zánět v těle způsobuje zrychlení stárnutí.

Tripeptid (GHK) působí jako kosmetický dron přinášející měď tam, kde je potřeba, bojuje proti zánětu, podporuje regeneraci. Provitamín A stimuluje tvorbu nové tkáně. Vitamin C působí jako antioxidant, podporuje tvorbu kolagenu a rozjasní pleť.

4327/P Advanced Lift THERAPY CU-X – sérum

s měděnými peptidy a provit. A

Charakteristika:

- působí jako antioxidant
- má vysoce liftingový účinek
- stimuluje tvorbu kolagenu
- modeluje kontury,
- zjemní póry
- sníží případná záněty

Použití doma: večer na očištěnou pleť po dobu až 8 týdnů.

2 vzduchotěsné lahvičky o obsahu 10 ml.



4333/P Advanced Radiance THERAPY CU-X – sérum s měděným peptidem a C vit.

Charakteristika:

- působí jako antioxidant
- má vysoce liftingový účinek
- regeneruje kolagen
- modeluje kontury,
- projasní pigmentace
- rozzáří a vypne pleť

Použití doma: večer na připravenou pleť po dobu až 8 týdnů.

2 vzduchotěsné lahvičky o obsahu 10 ml.



Jedna z možností ošetření, při kterých s úspěchem použijete přípravky s měděnými peptidy a vitamíny, nebo epigenetické sérum.

Výborně funguje jako rychlé exfoliační, vitalizační a liftingové ošetření. Toto ošetření se doporučuje před zahájením opalovací sezóny, alespoň s desetidenním předstihem.



Připravila: **Bohumila Christophová** –
školící kosmetička **Janssen cosmetics** a
inspira: cosmetics,
soudní znalec kosmetika vizážistika,
školitelka